

trophon²

Protection by design



超音波プローブ自動高水準消毒装置

アクセサリと消耗品



新たにAcuTrace® (RFID)技術を採用し、超音波プローブの高水準消毒(HLD)のデジタル記録管理を徹底できるとともに、コストパフォーマンスに優れ、簡単で信頼のおけるワークフローを確立できるようになりました。

nanosonics
Infection Prevention. For Life.



高水準自動消毒装置

trophon[®]2 Device (N05000-JPN)

簡単迅速なワークフローのため設計を改良し、さらにデジタル記録管理を可能にするAcuTrace[®]を搭載した、超音波プローブ自動高水準消毒の最新技術です。



消耗品

trophon NanoNebulant[®] (N05001)

trophon NanoNebulant[®]は過酸化水素を35%配合した当社独自の消毒剤で、シャフトとハンドル部分を含め超音波プローブ全体の効果的な高水準消毒を実現します。AcuTrace[®]技術の採用により、ロット番号や使用期限などの情報をtrophon2に直接保存できます。



trophon Chemical Indicator (N05003)

trophon Chemical Indicatorは、特定の所要時間、温度、消毒剤の用量と濃度に総合的に反応します。

こうした臨界パラメーターの要件を満たしたインジケーターは色変化を起こし、その定量的な変化により各消毒サイクルの可否を装置表示とは独立に判定できます。インジケーターのパッケージにはAcuTrace[®]技術を採用し、ロット番号や使用期限などの情報をtrophon2に直接保存できます。



トレーサビリティ用アクセサリ

trophon AcuTrace Operator Card (N05006)

AcuTrace[®]技術の採用により、オペレーターのデジタル情報を取得し、trophon2に直接保存できます。



trophon AcuTrace Medical Instrument Tag (N05007)

AcuTrace[®]技術の採用により超音波プローブに関するデジタル情報を取得し、trophon2に直接保存できます。



trophon Printer (N00048-JPN)

trophon Printerは、使用するプローブと高水準消毒サイクルを紐づけるのに役立ち、簡単迅速に使用できるトレーサビリティソリューションです。



trophon Printer Label Roll (N00049-ROW)

7年以上劣化せずに保存でき、カルテに適した高品質印刷ラベルです。



POC(ポイント・オブ・ケア)設置用 アクセサリ

trophon® Devices Cart (N05010)

狭い場所でも、trophonを状況に応じて使いやすい場所に移動できるようになります。

trophon Printer Cart Mount 2^ (N05013)

trophon Cartの手が届き使いやすい位置にtrophon Printerを固定する専用マウントです。

^ プリンターは含まれません。

trophon Cart UPS Bracket* (N00110)

無停電電源装置 (UPS) を取り付けることで、trophonの電源を切ることなく、装置を診察室間で移動させることができます。

* UPSは付属していません。対応するUPSの仕様については、Nanosonics社の担当者にお問い合わせください。
トロフォン・デバイスが主電源から取り外されている間は、消毒サイクルを実行しないでください。

trophon Wireless Ultrasound Probe Holder** (N05030-GEN)

ワイヤレス超音波プローブを高水準消毒するための再利用可能なアクセサリです。お使いのtrophonに適合性があり、ハードウェアの変更は不要です。

** 適合性のあるワイヤレス超音波プローブのリストについては、www.nanosonics.jp/products/probe-compatibilityをご参照ください。

ドライワイプ

trophon Companion Drying Wipes (N00114)

高水準消毒の前後に、プローブの水気を拭き取る際に使用します。表面の水気が移動するだけで吸い取れないワイプも少なくありませんが、吸水性抜群のtrophon Companion Drying Wipeは表面の水気を完全に除去します。

超音波プローブ保管カバー

Clean Ultrasound Probe Cover (N00102-GEN)

カスタムデザインのプローブカバーは、高水準消毒後および次の患者に使用する前に、体腔用・体表用超音波プローブの再汚染を防止します。





trophon2システム製品ラインアップ

製品名	製品コード	数量
trophon2 Device	N05000-JPN	装置1台
trophon NanoNebulant	N05001	1箱(6本入)
trophon Chemical Indicator	N05003	1箱(300枚入)
trophon AcuTrace Operator Card	N05006	1箱(カード10枚入)
trophon AcuTrace Medical Instrument Tag	N05007	1箱(タグ10枚入)
trophon Printer	N00048-JPN	プリンター1台
trophon Printer Label Roll	N00049-ROW	ロール1個 (ラベル600枚)*
trophon Cart UPS Bracket	N00110	1個
trophon Device Cart	N05010	1箱(カート1個入)
trophon Printer Cart Mount 2	N05013	マウント1個
trophon Companion Drying Wipes	N00113	1箱(ワイプ100枚 x 容器6個入)
Clean Ultrasound Probe Covers	N00102-GEN	一箱(カバー100枚入)

* パラメトリックリリースラベルは、ロール1個につきラベル350枚です。

ナノソニクスジャパン株式会社

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番3号やまとビル8階
カスタマーコールセンター: (03) 6772 8080 Eメール: info@nanosonics.jp
URL: www.nanosonics.jp

選任製造販売業者: JTP 株式会社 - 製造者: Nanosonics Ltd - 販売者: ナノソニクスジャパン株式会社 -
trophon EPR: 医療機器承認番号 22600BZ10009000 - trophon2: 医療機器承認番号 30100BZ100002000

Nanosonics Limited (Manufacturer)

14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia
カスタマーコールセンター: +61 2 8063 1600 Eメール: info@nanosonics.com.au
URL: www.nanosonics.com.au